



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter nach Squibb, mit
massivem Glasküken, 100 ml, NS 19/26, Bohrung
2,5 mm, Teilung 5 ml**

68,28 € Ab

52,52 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Scheidetrichter nach Squibb, mit Glasküken, mit Teilung.

Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung.

Mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens.

Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0809
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2809
EAN	4058072305499
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
steril	Nein
Form	birnenförmig
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Material Küken	Borosilikatglas
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)
Normschliff	19/26
Teilung	5 ml

