



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter nach Squibb, mit
massivem Glasküken, 1.000 ml, NS 29/32,
Bohrung 6,0 mm, ohne Teilung**

118,08 € Ab
90,83 €
**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Scheidetrichter nach Squibb, mit Glasküken, ohne Teilung.

Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE).

Mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung.

Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0806
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2806
EAN	4058072305468
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Form	birnenförmig
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	29/32
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)

