



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter nach Squibb, mit
massivem Glasküken, 250 ml, NS 29/32,
Bohrung 4,0 mm, Braunglas, ohne Teilung**

123,07 € Ab
94,67 €
**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Scheidetrichter nach Squibb, Braunglas, ohne Teilung, mit Glasküken.
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit massivem NS-Glasküken.
Mit Gewindehahnsicherung; Material: Borosilikatglas 3.3

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0828
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2828
EAN	4058072305680
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	braun
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
steril	Nein
Form	birnenförmig
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	29/32
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)

