



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter nach Squibb, mit PTFE-  
Küken, 500 ml, NS 29/32, Bohrung 4,0 mm,  
Teilung 10 ml**

**105,11 €** Ab  
**80,85 €**  
**zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

**Scheidetrichter** nach Squibb, mit PTFE-Küken, mit Teilung.

Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit Gewindehahnsicherung.

Mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens.

Material: Borosilikatglas 3.3.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0823
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2823
EAN	4058072305635
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
steril	Nein
Form	birnenförmig
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	29/32
Teilung	10 ml
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)

