



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter nach Squibb, mit PTFE-
Küken, 1.000 ml, NS 29/32, Bohrung 6,0 mm,
Teilung 20 ml**

129,94 € Ab
99,95 €
**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Scheidetrichter nach Squibb, mit PTFE-Küken, mit Teilung.

Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit Gewindehahnsicherung.

Mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens.

Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0824
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2824
EAN	4058072305642
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Form	birnenförmig
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	29/32
Teilung	20 ml
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)

