



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Scheidetrichter nach Squibb, mit PTFE-Küken, 500 ml, NS 29/32, Bohrung 4,0 mm, ohne Teilung

97,62 € Ab
75,09 €
**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Scheidetrichter nach Squibb, mit PTFE-Küken, ohne Teilung.
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit Gewindehahnsicherung.
Material: Borosilikatglas 3.3

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0817
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2817
EAN	4058072305574
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
steril	Nein
Form	birnenförmig
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)
Normschliff	29/32

