



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter nach Squibb, mit PTFE-Küken, 1.000 ml, NS 29/32, Bohrung 6,0 mm, Braunglas, ohne Teilung**

**189,66 € Ab**  
**145,89 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**



## Beschreibung

---

Scheidetrichter nach Squibb, Braunglas, ohne Teilung, mit PTFE-Küken  
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit Gewindehahnsicherung.  
Material: Borosilikatglas 3.3

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0836
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2836
EAN	4058072305765
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	braun
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Form	birnenförmig
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	29/32
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)

