



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter, konisch, mit massivem
Glasküken, 250 ml, NS 29/32, Bohrung 4,0 mm,
Teilung 10 ml**

**123,26 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Konischer **Scheidetrichter**, mit Glasküken, mit Teilung.
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens.
Mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindesicherung.
Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0774
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2774
EAN	4058072305147
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
steril	Nein
Form	konisch
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Material Küken	Borosilikatglas
Normschliff	29/32
Teilung	10 ml
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)

