



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter, konisch, mit massivem
Glasküken, 2.000 ml, NS 29/32, Bohrung 6,0 mm,
ohne Teilung**

**149,32 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Konischer Scheidetrichter, mit Glasküken ohne Teilung.

Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), ohne Teilung, mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung. Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0771
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2771
EAN	4058072305116
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	2000 ml
steril	Nein
Form	konisch
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Material Küken	Borosilikatglas
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)
Normschliff	29/32

