



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken, 50 ml, NS 19/26, Bohrung 2,5 mm, Teilung 2 ml

112,14 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken, mit Teilung.

Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens.

Mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung.

Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0784
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2784
EAN	4058072305246
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	50 ml
steril	Nein
Form	konisch
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	19/26
Teilung	2 ml
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)

