



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken,  
100 ml, NS 19/26, Bohrung 2,5 mm, Teilung 5 ml**

**118,16 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

**Scheidetrichter**, konisch, mit PTFE-Küken, mit Teilung.

Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens.

Mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung.

Material: Borosilikatglas 3.3.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0785
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2785
EAN	4058072305253
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
steril	Nein
Form	konisch
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)
Normschliff	19/26
Teilung	5 ml

