











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



Lenz Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken, 1.000 ml, NS 29/32, Bohrung 6,0 mm, Teilung 20 ml

224,62 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken, mit Teilung.

Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens.

Mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung.

Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	LZ-0788
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2788
EAN	4058072305284
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Form	konisch
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS- Hahn/Ventil graduiert
Farbe Graduierung	weiß
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	29/32
Teilung	20 ml
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)

