



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken,
250 ml, NS 29/32, Bohrung 4,0 mm, ohne Teilung**

**140,80 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken, ohne Teilung.

Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), ohne Teilung, mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung.

Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0780
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2780
EAN	4058072305208
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
steril	Nein
Form	konisch
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Normschliff	29/32
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)

