



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter, konisch, mit PTFE-Küken,  
2.000 ml, NS 29/32, Bohrung 6,0 mm, Braunglas,  
ohne Teilung**

**228,67 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Konischer **Scheidetrichter**, Braunglas, ohne Teilung, mit PTFE-Küken.  
Mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE), mit Gewindehahnsicherung.  
Material: Borosilikatglas 3.3.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0801
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2801
EAN	4058072305413
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	braun
Material	Borosilikatglas
Volumen	2000 ml
steril	Nein
Form	konisch
Typ Verschluss/ Deckel	NS-Stopfen
Trichter Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil
Material Küken	Polytetrafluorethylen (PTFE)
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)
Normschliff	29/32

