



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Scheidetrichter, zylindrisch, mit massivem  
Glasküken, 50 ml, NS 29/32, Bohrung 2,5 mm,  
Teilung 2 ml**

**108,54 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Zylindrische Form mit glattem Ablaufrohr, mit NS-Hülse und Kunststoff-Stopfen (PE).  
Mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens.  
Material: Borosilikat 3.3

## Zusätzliche Informationen

---

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Art.-Nr.                    | LZ-0838  |
| Hersteller (Marke)          | Lenz   |
| alte neoLab ArtikelNr.      | B-2838   |
| EAN                         | 4058072305789  |
| Transporttemperatur         | Raumtemperatur   |
| autoklavierbar bei 121°C    | Ja   |
| Farbe                       | transparent (klar)   |
| Material                    | Borosilikatglas  |
| Volumen                     | 50 ml  |
| steril                      | Nein   |
| Form                        | zylindrisch  |
| Typ Verschluss/ Deckel      | NS-Stopfen   |
| Trichter Eigenschaften      | mit Verschluss/Deckel mit Normschliff mit NS-Hahn/Ventil graduiert |
| Farbe Graduierung           | weiß   |
| Material Küken              | Borosilikatglas  |
| Normschliff                 | 29/32  |
| Teilung                     | 2 ml   |
| Material Verschluss/ Deckel | Polyethylen (PE)   |

