



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Tropftrichter, konisch, mit massivem Glasküken, 50 ml, NS 19/26, Bohrung 2,5 mm

67,85 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Tropftrichter, konisch, mit Glasküken

Konische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit massivem NS-Glasküken.

Mit Gewindehahnsicherung, mit Beschriftungsfeld, ohne Teilung.

Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0892
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2892
EAN	4058072306328
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	50 ml
Form	konisch
Trichter Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	19/26
Normschliff Kern	19/26

