



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Tropftrichter, konisch, mit PTFE-Küken, 100 ml, NS 19/26, Bohrung 2,5 mm

79,28 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Tropftrichter, konisch, mit PTFE-Küken

Konische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit PTFE-Küken.

Mit Gewindehahnsicherung, mit Beschriftungsfeld, ohne Teilung.

Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0899
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2899
EAN	4058072306397
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Form	konisch
Trichter Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	19/26
Normschliff Kern	19/26

