



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Lenz Tropftrichter, konisch, mit PTFE-Küken, 250 ml, NS 29/32, Bohrung 4,0 mm

**89,57 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Tropftrichter, konisch, mit PTFE-Küken  
Konische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit PTFE-Küken.  
Mit Gewindehahnsicherung, mit Beschriftungsfeld, ohne Teilung.  
Material: Borosilikatglas 3.3.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0900
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2900
EAN	4058072306403
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Form	konisch
Trichter Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

