



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Tropftrichter, konisch, mit PTFE-Küken,
2.000 ml, NS 29/32, Bohrung 6,0 mm**

**202,82 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Tropftrichter, konisch, mit PTFE-Küken

Konische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit PTFE-Küken.

Mit Gewindehahnsicherung, mit Beschriftungsfeld, ohne Teilung.

Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0903
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2903
EAN	4058072306434
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	2000 ml
Form	konisch
Trichter Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

