



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Tropftrichter zylindrisch, mit Druckausgleichsrohr, massives Glasküken, 250 ml, NS 29/32, Bohrung 4,0 mm, Teilung 5 ml

**201,10 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Tropftrichter, zylindrisch, mit Glasküken, mit Druckausgleichsrohr
Zylindrische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit Druckausgleichsrohr.
Mit massivem NS-Glasküken, mit Gewindehahnsicherung, mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens.
Mit Beschriftungsfeld; Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0881
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2881
EAN	4058072306212
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	250 ml
Form	zylindrisch
Trichter Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

