



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Lenz Tropftrichter zylindrisch, mit
Druckausgleichsrohr, PTFE-Küken, 100 ml, NS
14/23 Bohrung 2,5 mm, Teilung 2 ml**

**189,06 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Tropftrichter, zylindrisch, mit PTFE-Küken, mit Druckausgleichsrohr
Zylindrische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit Druckausgleichsrohr.
Mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung, mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, mit Beschriftungsfeld.
Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0887
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2887
EAN	4058072306274
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	100 ml
Form	zylindrisch
Trichter Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	14/23
Normschliff Kern	14/23

