



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Lenz Tropftrichter zylindrisch, mit Druckausgleichsrohr, PTFE-Küken, 1.000 ml, NS 29/32, Bohrung 6,0 mm, Teilung 20 ml

312,98 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Tropftrichter, zylindrisch, mit PTFE-Küken, mit Druckausgleichsrohr
Zylindrische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit Druckausgleichsrohr.
Mit PTFE-Küken, mit Gewindehahnsicherung, mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, mit Beschriftungsfeld.
Material: Borosilikatglas 3.3.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LZ-0891
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2891
EAN	4058072306311
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Form	zylindrisch
Trichter Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

