



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Lenz Tropftrichter zylindrisch, mit PTFE-Küken, 500 ml, NS 29/32, Bohrung 4,0 mm, Teilung 10 ml

**208,26 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Tropftrichter, zylindrisch, mit PTFE-Küken.

Zylindrische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit PTFE-Küken.

Mit Gewindehahnsicherung, mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, mit Beschriftungsfeld.

Material: Borosilikatglas 3.3.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0874
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2874
EAN	4058072306144
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
Form	zylindrisch
Trichter Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

