



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e


Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**Lenz Tropftrichter zylindrisch, mit PTFE-Küken,  
1.000 ml, NS 29/32, Bohrung 6,0 mm, Teilung 20  
ml**

**265,68 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images



## Beschreibung

---

Tropftrichter, zylindrisch, mit PTFE-Küken.

Zylindrische Form mit NS-Hülse und NS-Kern, mit PTFE-Küken.

Mit Gewindehahnsicherung, mit Teilung zum Ablesen des Zirka-Volumens, mit Beschriftungsfeld.

Material: Borosilikatglas 3.3.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	LZ-0875
Hersteller (Marke)	Lenz
alte neoLab ArtikelNr.	B-2875
EAN	4058072306151
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
Form	zylindrisch
Trichter Eigenschaften	mit Normschliff
Normschliff Hülse	29/32
Normschliff Kern	29/32

