



neolab Migge GmbH

Rischerstr. 7-9

69123 Heidelberg

Deutschland

+49 (0)6221 / 8442-44

<https://www.neolab.de>

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

DE 143 450 657



## neolab® Aufbewahrungsflaschen für Elektroden, 22 x 68 mm hoch, 5 St/Pack

16,50 €

zzgl. MwSt & Versand



## Beschreibung

Viele pH Elektroden, dürfen nicht austrocknen und werden üblicherweise in 3 molarer KCL Lösung aufbewahrt. Diese Aufbewahrungsflaschen für Elektroden fassen ca. 20 ml Lösung. Die Silikon-Dichtung hält die Elektrode dabei fest und stabil in der Flasche. Einfach die Flasche in eine Klemme festklemmen und die Elektrode damit sorglos aufbewahren.

5 Flaschen/Pack; ohne Elektrolyt-Lösung.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1951
Hersteller (Marke)	neolab
EAN	4058072121143
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen Elektrolyt-Lösung	20 ml

