



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolabLine Elektroden Aufbewahrungsset, 250 ml

20,60 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Flasche zur sicheren und messfertigen Aufbewahrung von runden Elektroden.

Inklusive 250 ml gebrauchsfertiger 3 mol KCl-Lösung.

Der Deckel hat eine spezielle Silikondichtung mit einer runden 12 mm Öffnung, die für alle gängigen, runden Elektroden passt.

Bewahrt die Elektroden nicht nur vor dem Austrocknen, sondern auch vor Bruch.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-1950
Hersteller (Marke)	neoLabLine
EAN	4058072018559
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Anzahl Aufbewahrungsflaschen	1
Elektrolyt	KCl
Konzentration Lösung	3 mol/l
Volumen Elektrolyt-Lösung	250 ml

