



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoCulture Zellkulturflaschen 75 cm², 293 ml, PS, Belüftungskappe, Karton à 100 Stück (20x5) steril

Sonderangebot

128,00 €

Normalpreis

166,10 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Zell- und Gewebekulturflaschen mit behandelter Oberfläche sind perfekt für das Zellwachstum adhärenter Zellen. Die Oberfläche ist flach und frei von Streifenbildung, um die nutzbare Wachstumsfläche zu maximieren.

Die geschlossenen Standard-Kappen können in einem offenen System verwendet werden.

Ein innovatives abgewinkeltes Halsdesign bietet einen guten Zugang beim Arbeiten mit Pipetten und Zellschaber. Die Flaschen können leicht gestapelt werden, ein spezieller äußerer Bereich in der Nähe des Halses dient zum Markieren.

Auf beiden Flaschenseiten ist eine Graduierung eingraviert.

Sterilisiert durch Gammastrahlung

DNase-/RNase-frei

pyrogen-frei

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	C-8201
Hersteller (Marke)	neoCulture
EAN	4058072155216
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	250 ml
steril	Ja
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss mit Belüftung
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
Wachstumsfläche	75.00 cm ²

