



neoLab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neoCulture Zellkulturflaschen 25 cm², 50 ml, PS, Gasaustauschkappe, Karton à 200 Stück (20x10) steril

Sonderangebot

119,00 €

Normalpreis

155,00 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Zell- und Gewebekulturflaschen mit behandelter Oberfläche sind perfekt für das Zellwachstum adhärenter Zellen.

Die Oberfläche ist flach und frei von Streifenbildung, um die nutzbare Wachstumsfläche zu maximieren.

Die belüfteten Kappen können in einem geschlossenen System verwendet werden.

Ein innovatives abgewinkeltes Halsdesign bietet einen guten Zugang beim Arbeiten mit Pipetten und Zellschabern.

Die Flaschen können leicht gestapelt werden, ein spezieller äußerer Bereich in der Nähe des Halses dient zum Markieren.

Auf beiden Flaschenseiten ist eine Graduierung eingraviert.

Sterilisiert durch Gammastrahlung

DNase-/RNase-frei

Nicht pyrogen

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	C-8203
Hersteller (Marke)	neoCulture
EAN	4058072154783
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Material	Polystyrol (PS)
Volumen	50 ml
steril	Ja
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss mit Gasaustausch
Flüssigkeitsverhalten	hydrophob
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
Wachstumsfläche	25.00 cm ²
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Material Verschluss/ Deckel	Polyethylen (PE)

