



## neolab® PET-Enghalsflaschen braun 250 ml

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Kunststoff-Flaschen aus braun-durchsichtigem Polyester.  
Verschlüsse aus Polypropylen.

Lebensmittelecht, hohe Chemikalienbeständigkeit.  
Weitgehend diffusionsfest.  
Temperaturbereich: -40°C bis +60°C

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	3-2084
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072018870
Farbe	braun
Material	Polyethylenterephthalat (PET)
Volumen	250 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	braun
Höhe	130 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	60 °C
TBST MIN	-40 °C
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Verschluss autoklavierbar
Material	Polyethylenterephthalat (PET)
Gewinde	DIN 28
Halsweite	eng
Verschluss-/ Deckeigenschaften	geschlossen
DM Flasche	65 mm
DM Hals	22 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	weiß
Material Flasche	Polyethylenterephthalat (PET)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

