



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Vitlab Laborflasche, PP mit
Originalitätsverschluss, PP, GL 45, 125 ml, 6
Stk/Pack**

**32,10 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Die Allroundflasche aus Polypropylen für die Lagerung von Flüssigkeiten im Labor. Die Flaschen verfügen durch innovatives Design über eine hervorragende Griffbarkeit und erleichtern dadurch die Arbeit im Vergleich zu herkömmlichen Laborflaschen. Durch optimiertes Dichtsystem von Flaschengewinde und Schraubkappe ist eine Auslaufsicherheit gewährleistet. Inklusive GL45 Originalitätsverschluss. **Volumen: 125 ml**

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LV-0086
Hersteller (Marke)	Vitlab
alte neoLab ArtikelNr.	2-0122
EAN	4058072289102
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	125 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (milchig)
Höhe	103 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Originalitätsverschluss
TBST MAX	125 °C
TBST MIN	0 °C
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Material	Polypropylen (PP)
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Flasche	54 mm
DM Hals	45 mm
Ersatzteil	LV-0975
Farbe Verschluss/ Deckel	rot
Material Flasche	Polypropylen (PP)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

