



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Vitlab Laborflasche, PP mit Originalitätsverschluss, PP, GL 45, 2000 ml, 1 Stk/Pack

**24,56 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Die Allroundflasche aus Polypropylen für die Lagerung von Flüssigkeiten im Labor. Die Flaschen verfügen durch innovatives Design über eine hervorragende Griffbarkeit und erleichtern dadurch die Arbeit im Vergleich zu herkömmlichen Laborflaschen. Durch optimiertes Dichtsystem von Flaschengewinde und Schraubkappe ist eine Auslaufsicherheit gewährleistet. Inklusive GL45 Originalitätsverschluss **Volumen: 2000 ml**

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	LV-0096
Hersteller (Marke)	Vitlab
alte neoLab ArtikelNr.	2-0126
EAN	4058072289195
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (milchig)
Material	Polypropylen (PP)
Volumen	2000 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (milchig)
Höhe	278 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Originalitätsverschluss
TBST MAX	125 °C
TBST MIN	0 °C
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Material	Polypropylen (PP)
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Flasche	126 mm
DM Hals	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	rot
Ersatzteil	LV-0975
Material Flasche	Polypropylen (PP)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

