



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Laborflaschen oh. Kappe 250 ml ISO 4796 Boro-Glas 3.3 GL 45 VE 10 Stück

23,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Graduierte Laborflaschen mit Schraubgewinde aus Borosilikatglas 3.3 (entspr. ISO 4796 DIN 168 Teil 1).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3061
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072000479
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen	250 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	143 mm
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Beschriftungsfeld mit Ausgießring graduiert
Gewinde	DIN 45
Halsweite	eng
DM Flasche	70 mm
DM Hals	45 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)

