



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Laborflaschen ohne Kappe 1000 ml ISO 4796 Boro-Glas 3.3 GL 45, VE 10 Stück

69,20 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Graduierte Laborflaschen mit Schraubgewinde aus Borosilikatglas 3.3 (entspr. ISO 4796 DIN 168 Teil 1).

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	2-3063
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072000493
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen	1000 ml
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	230 mm
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Beschriftungsfeld mit Ausgießring graduiert
Gewinde	DIN 45
Halsweite	eng
DM Flasche	101 mm
DM Hals	45 mm
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)

