



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Laborflasche Duran GL 25, 10ml, mit Schraubverschluss

**111,40 €**  
**zzgl. MwSt & Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Original DURAN® Qualitäts-Laborflaschen.

Mit DIN-Gewinde, Klarglas. Komplettiert mit blauer Schraubkappe mit integrierter Lippendichtung und

Ohne Ausgießring

Gleichmäßige, starke Wandung. Nach ISO 4796-1, autoklavierbar (dazu die Kappe öffnen). Kappe und Ausgießring sind temperaturbeständig bis +140°C.

Mit Chargenkennzeichnung "Retrace Code", Chargenzertifikat online abrufbar.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0788
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	E-2050
EAN	4058072345259
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	10 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	50 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	525 °C
TBST MIN	-70 °C
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Dichtung mit Chargenzertifikat mit Beschriftungsfeld graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Gewinde	GL 25
Halsweite	eng
Material Dichtung / Septum	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit Dichtung
DM Flasche	36 mm
DM Hals	25 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

