

DURAN® Laborflaschen Duran GL 32, 50 ml mit Ausgießring und Schraubkappe PDF



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Laborflaschen Duran GL 32, 50 ml mit Ausgießring und Schraubkappe

**12,55 €** Ab  
**9,65 €**  
zzgl. MwSt &  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Original DURAN® Qualitäts-Laborflaschen.

Mit DIN-Gewinde, Klarglas. Komplettiert mit blauer Schraubkappe mit integrierter Lippendichtung. Mit Ausgießring. Gleichmäßige, starke Wandung. Nach ISO 4796-1, autoklavierbar (dazu die Kappe öffnen). Kappe und Ausgießring sind temperaturbeständig bis +140°C.

Mit Chargenkennzeichnung "Retrace Code", Chargenzertifikat online abrufbar.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0792
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	E-2056
EAN	4058072345297
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Ja
Farbe	transparent (klar)
Volumen	50 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	91 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Dichtung mit Chargenzertifikat mit Beschriftungsfeld graduier Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
DM Flasche	46 mm
DM Hals	32 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Gewinde	GL 32
Halsweite	eng
Material Dichtung / Septum	Polypropylen (PP)
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
TBST MAX	525 °C
TBST MIN	-70 °C
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit Dichtung

