



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Laborflasche Duran GL 45, 150ml, mit Schraubverschluss

11,87 € Ab

9,13 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Original DURAN® Qualitäts-Laborflaschen.

Mit DIN-Gewinde, Klarglas. Komplettiert mit blauer Schraubkappe mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring aus PP.

Gleichmäßige, starke Wandung. Nach ISO 4796-1, autoklavierbar (dazu die Kappe öffnen). Kappe und Ausgießring sind temperaturbeständig bis +140°C.

Mit Chargenkennzeichnung "Retrace Code", Chargenzertifikat online abrufbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0797
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	E-2051
EAN	4058072345334
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	150 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	105 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	525 °C
TBST MIN	-70 °C
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Dichtung mit Chargenzertifikat mit Beschriftungsfeld graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
DM Flasche	62 mm
DM Hals	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Material Dichtung / Septum	Polypropylen (PP)
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit Dichtung

