











neoLab Migge GmbH Rischerstr. 7-9 69123 Heidelberg Deutschland +49 (0)6221 / 8442-44 https://www.neolab.d e Umsatzsteuer-Identifikationsnummer :

DE 143 450 657



DURAN® Laborflaschen GL 45, 500 ml mit Ausgießring und Schraubkappe

14,98 € Ab 11,52 € zzgl. MwSt & Versand

Product Images



Beschreibung

Original DURAN $^{\circledR}$ Qualitäts-Laborflaschen.

Mit DIN-Gewinde, Klarglas. Komplettiert mit blauer Schraubkappe mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring aus PP.

Gleichmäßige, starke Wandung. Nach ISO 4796-1, autoklavierbar (dazu die Kappe öffnen). Kappe und Ausgießring sind temperaturbeständig bis +140°C.

Mit Chargenkennzeichnung "Retrace Code", Chargenzertifikat online abrufbar.

Zusätzliche Informationen

ArtNr.	SD-0803
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	E-2059
EAN	4058072345372
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	500 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	181 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	525 °C
TBST MIN	-70 °C
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Dichtung mit Chargenzertifikat mit Beschriftungsfeld graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Material Dichtung / Septum	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit Dichtung
DM Flasche	86 mm
DM Hals	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

