



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## DURAN® Laborflasche, klar, mit Teilung, GL 45, mit Kappe und Ausgiessring (PP), 2000 ml

**49,96 €** Ab  
**38,43 €**  
**zzgl. MwSt &  
Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Original DURAN<sup>®</sup> Qualitäts-Laborflaschen.

Mit DIN-Gewinde, Klarglas. Komplettiert mit blauer Schraubkappe mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring aus PP.

Gleichmäßige, starke Wandung. Nach ISO 4796-1, autoklavierbar (dazu die Kappe öffnen). Kappe und Ausgießring sind temperaturbeständig bis +140°C.

Mit Chargenkennzeichnung "Retrace Code", Chargenzertifikat online abrufbar.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0811
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	E-2061
EAN	4058072345426
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	2000 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	265 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	525 °C
TBST MIN	-70 °C
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Dichtung mit Chargenzertifikat mit Beschriftungsfeld graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Material Dichtung / Septum	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit Dichtung
DM Flasche	136 mm
DM Hals	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

