



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Laborflasche, klar, mit Teilung, GL 45, mit Kappe und Ausgießring (PP), 5000 ml

171,90 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Original DURAN[®] Qualitäts-Laborflaschen.

Mit DIN-Gewinde, Klarglas. Komplettiert mit blauer Schraubkappe mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring aus PP.

Gleichmäßige, starke Wandung. Nach ISO 4796-1, autoklavierbar (dazu die Kappe öffnen). Kappe und Ausgießring sind temperaturbeständig bis +140°C.

Mit Chargenkennzeichnung "Retrace Code", Chargenzertifikat online abrufbar.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-0816
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	E-2062
EAN	4058072345471
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	5000 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	335 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
TBST MAX	525 °C
TBST MIN	-70 °C
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Dichtung mit Chargenzertifikat mit Beschriftungsfeld graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Material Dichtung / Septum	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit Dichtung
DM Flasche	183 mm
DM Hals	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

