



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## neolab® Laborflaschen, Borosilikatglas, GL 45, 100 ml, Kappe + Ausgießring, 10 St./Pack

**32,80 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



# Beschreibung

## Laborflaschen

Simax®, Borosilikatglas 3.3,  
DIN-Gewinde GL 45, autoklavierbar,  
Schraubverschlusskappe aus PPN,  
Ausgießring

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1429
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072064693
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	100 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	105 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld mit Ausgießring graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Flasche	56 mm
DM Hals	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

