



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e


Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**neolab® Laborflaschen, Borosilikatglas, GL 45,
500 ml, Kappe + Ausgießring, 10 St./Pack**

**45,20 €
zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Laborflaschen

Simax®, Borosilikatglas 3.3,
DIN-Gewinde GL 45, autoklavierbar,
Schraubverschlusskappe aus PPN,
Ausgießring

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-1431
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072064716
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (klar)
Volumen	500 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	181 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Beschriftungsfeld mit Ausgießring graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Flasche	86 mm
DM Hals	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Material Flasche	Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

