



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Wheaton Media/Labor-Flaschen mit Verschluss 1000 ml, VE 6 Stück

129,31 € Ab
105,66 €
**zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Labor-Mediaflaschen aus Wheaton 400-Borosilikatglas mit niedrigem Alkalianteil, was Veränderungen von pH-Werten vermeidet und die Reinheit des Inhalts gewährleistet.

Die Graduierung mit Maximalvolumen lässt genügend Platz zum Mischen und Schütteln.

Das weiße Beschriftungsfeld hebt sich kontrastreich von der Flasche ab und ist mit vielen Schreibgeräten zu kennzeichnen.

Mit Ausgießlippe.

Die Flasche mit 1 l Inhalt hat praktische Griffmulden.

Schwarze Schraubkappen mit Septum aus Gummi/Teflon[®].

Flaschen und Verschlusskappen können autoklaviert werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	WD-0491
Hersteller (Marke)	Wheaton
alte neoLab ArtikelNr.	9-0195
EAN	4058072426811
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (kristallklar)
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (kristallklar)
Höhe	231 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Flaschen Eigenschaften	mit hoher hydrolytischer Beständigkeit mit Verschluss/Deckel mit Griffmulde mit Beschriftungsfeld mit Ausgießring graduier Verschluss mit Septum Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
DM Flasche	103 mm
DM Hals	38 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
Gewinde	38-430 (US)
Halsweite	eng
Material Dichtung / Septum	Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon®) Butyl-Kautschuk (IIR)
Material Flasche	Borosilikatglas (Wheaton 400, USP-Standard Typ 1) Borosilikatglas (1.hydrolytische Klasse)
Material Verschluss/ Deckel	Phenolharz (PF-Harz)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen mit montiertem Septum

