



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Rasotherm Laborflaschen, GL45, blaue Schraubkappe, (Boro 3.3), 500 ml

Sonderangebot

**4,00 €**

Normalpreis

**5,18 €** Ab

**3,58 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Die RASOTHERM® **Laborgewindeflaschen** GL 45 sind aus besonders hitze- & chemikalienbeständigem Borosilikatglas 3.3 gefertigt.

Alle Flaschen entsprechen höchsten Qualitätsstandards und erfüllen die Norm ISO 4796-1.

Passende blaue Deckel und Ausgießringe aus PP sind im Lieferumfang enthalten.

Die Flaschen sind graduiert.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0197
Hersteller (Marke)	Rasotherm
EAN	4058072081195
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	500 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	182 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Ausgießring graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Material	Borosilikatglas
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen
DM Flasche	86 mm
DM Hals	45 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Ersatzteil	1-0202
Material Flasche	Borosilikatglas
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)

