

Rasotherm Laborflaschen, (Boro 3.3), GL45, blaue Schraubkappe, 1000 ml PDF



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Rasotherm Laborflaschen, (Boro 3.3), GL45, blaue Schraubkappe, 1000 ml

Sonderangebot

**6,50 €**

Normalpreis

**8,27 €** Ab

**5,94 €**

**zzgl. MwSt &  
Versand**



## Beschreibung

---

Die RASOTHERM® **Laborgewindflaschen** GL 45 sind aus besonders hitze- & chemikalienbeständigem Borosilikatglas 3.3 gefertigt.

Alle Flaschen entsprechen höchsten Qualitätsstandards und erfüllen die Norm ISO 4796-1.

Passende blaue Deckel und Ausgießringe aus PP sind im Lieferumfang enthalten.

Die Flaschen sind graduiert.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0198
Hersteller (Marke)	Rasotherm
EAN	4058072080761
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	1000 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	230 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Ausgießring graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Material	Borosilikatglas
DM Flasche	101 mm
DM Hals	45 mm
Ersatzteil	1-0202
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Material Flasche	Borosilikatglas
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen

