



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Rasotherm Laborflaschen, (Boro 3.3), GL45, blaue Schraubkappe, 2000 ml

Sonderangebot

16,80 €

Normalpreis

21,60 € Ab

15,50 €

zzgl. MwSt &

Versand

Product Images



Beschreibung

Die RASOTHERM® **Laborgewindeflaschen** GL 45 sind aus besonders hitze- & chemikalienbeständigem Borosilikatglas 3.3 gefertigt.

Alle Flaschen entsprechen höchsten Qualitätsstandards und erfüllen die Norm ISO 4796-1.

Passende blaue Deckel und Ausgießringe aus PP sind im Lieferumfang enthalten.

Die Flaschen sind graduiert.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	1-0199
Hersteller (Marke)	Rasotherm
EAN	4058072080778
Farbe	transparent (klar)
Material	Borosilikatglas
Volumen	2000 ml
steril	Nein
Farbe Flasche	transparent (klar)
Höhe	268 mm
Typ Verschluss/ Deckel	Schraubverschluss
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel mit Ausgießring graduiert Verschluss autoklavierbar Flasche autoklavierbar
Material	Borosilikatglas
DM Flasche	130 mm
DM Hals	45 mm
Ersatzteil	1-0202
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Gewinde	GL 45
Halsweite	eng
Material Flasche	Borosilikatglas
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen

