



Moonlab® Kunststoffflaschen 1000 ml, PP

Artikelbilder



Beschreibung

Enghals-Kunststoffflaschen aus Polypropylen; hohe Reinheit; autoklavierbar. -Hergestellt im Reinraum. -DNase- und RNase-frei, pyrogen-frei. -Dichtheitsprüfung: Entspricht den Sicherheitsstandards der International Air Transport Association (IATA). -Ideal für die Lagerung, den Transport und die Verpackung von Flüssigkeiten, mit gleichmäßiger Wandstärke, robust und langlebig - Benutzerfreundliches Design, durch das sich die Flaschen gut öffnen und schließen lassen, und durch das sich die Entnahme der Flüssigkeiten einfach und leicht gestaltet

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	4-0155
Hersteller (Marke)	Moonlab
EAN	4066292698123
Farbe	transparent (klar)
Volumen	1000 ml
Material	Polypropylen (PP)
Boden außen	flach
Boden innen	flach
Halsweite	eng

