



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Socorex Reservoir mit Luer Anschluss für Acura® self-refill 865 Mikrodispenser, PTFE

95,47 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Die Flüssigkeitszufuhr für die Acura® self-refill Mikrodispenser-Pipette ist auch über ein **Reservoir** (Flakon) möglich.
Reservoir mit Luer Anschluss, **PTFE**, 30 ml

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SR-0160
Hersteller (Marke)	Socorex
alte neoLab ArtikelNr.	7-7430
EAN	4058072366797
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (milchig)
Volumen	30 ml
Farbe Flasche	transparent (milchig)
Flaschen Eigenschaften	Flasche autoklavierbar
Material Flasche	PTFE

