



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



DURAN® Vierkant-Schraubflaschen Braunglas 250 ml Enghals, 10 St./Pack

10,36 € Ab

7,97 €

**zzgl. MwSt &
Versand**

Product Images



Beschreibung

Braunglas-Enghalsflaschen mit DIN-Gewinde.

Aus Kalk-Sodaglas der hydrolytischen Klasse 3.

Temperaturwechselbeständigkeit 30 K, es wird eine maximale Gebrauchstemperatur von +100°C empfohlen.

Verschlüsse, Ausgießringe etc. bitte separat bestellen.

Aus der DURAN® Group.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SD-1083
Hersteller (Marke)	DURAN
alte neoLab ArtikelNr.	2-1376
EAN	4058072347857
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	braun
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2
Volumen	250 ml
Breite	64 mm
Farbe Flasche	braun
Höhe	155 mm
Tiefe	64 mm
Flaschen Eigenschaften	mit Chargenzertifikat Flasche autoklavierbar
Material	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2
Gewinde	DIN 32
Halsweite	eng
DM Hals	32 mm
Material Flasche	Kalk-Natron-Glas (Normalglas) 2

