



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



**neolab® Weithals-Vierkantflaschen 500 ml  
HDPE 161 x 75 mm mit Originalverschluss aus  
blauem PP**

**8,50 €  
zzgl. MwSt &  
Versand**

**Product Images**



## Beschreibung

---

Quadratisch, praktisch, ideal für Transport und Lagerung.

Leckgeprüft und chemisch beständig. Durchmesser des Gewindes 54 mm. Originalitätsverschluss aus blauem Polypropylen.

## Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	PK-63052
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072997090
Transporttemperatur	Raumtemperatur
autoklavierbar bei 121°C	Nein
Farbe	transparent (milchig)
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	500 ml
steril	Nein
Breite	75 mm
Farbe Flasche	transparent (milchig)
Höhe	161 mm
Tiefe	75 mm
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Verschluss autoklavierbar
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
DM Hals	43 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	blau
Gewinde	GL 45
Halsweite	weit
Material Flasche	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Material Verschluss/ Deckel	Polypropylen (PP)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen

