



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



neolab® Weithals-Vierkantbehälter HDPE, 500 ml, Schraubverschluss

2,74 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Quadratische Weithalsbehälter aus HDPE.
Mit Schraubverschluss DIN 80 mit Schaumeinlage.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	E-6911
Hersteller (Marke)	neoLab
EAN	4058072014179
Transporttemperatur	Raumtemperatur
Farbe	transparent (milchig)
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Volumen	500 ml
Breite	88.6 mm
Farbe Flasche	transparent (milchig)
Höhe	108.5 mm
Tiefe	88.6 mm
Flaschen Eigenschaften	mit Verschluss/Deckel Verschluss mit Septum
Material	High-Density-Polyethylen (HDPE)
DM Hals	80 mm
Farbe Verschluss/ Deckel	schwarz
Gewinde	DIN 80
Halsweite	weit
Material Dichtung / Septum	Polytetrafluorethylen (PTFE, Teflon®) High-Density-Polyethylen (HDPE)
Material Flasche	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Material Verschluss/ Deckel	High-Density-Polyethylen (HDPE)
Verschluss-/ Deckeleigenschaften	geschlossen

